

DIGITALIS ANTIDOOT

(FAB ANTIDOOT®)

Afleveringsvorm:

1 vial bevat 80 mg FAB digitalis antitoxin van schapeoorsprong

Bereiden

met 20 ml NaCl 0.9% oplossing mits zachtjes schudden (zonder schuimvorming) ex tempore

Toedienen:

intraveneus over 1/2 uur in perfusie NaCl 0.9%

Code voor toedienen

Categorie B

Bijzonderheden

FAB = Fragment antigen binding